

[Kd Validated] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gpld1 Pour Wb, Elisa - P80108

Numéro d'article: CM0020054

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPLD1 [KD Validated] de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA, reconnaissant le GPLD1 humain et murin (~92 kDa). Idéal pour l'étude du clivage des ancrages GPI et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GPLD1 [KD Validated]
Remarques/Alias	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; GPLD1 [KD Validated]
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 160 du GPLD1 humain (NP_001494.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P80108
Poids moléculaire	92 kDa
Expédition	Sac de glace