


[Validé Par Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Gpx4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Numéro d'article: CM0022677



Introduction

[Validé par KD] Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GPX4, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour l'étude de la ferroptose et du stress oxydatif. Protéine de 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] GPX4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2879
GeneID	2879
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74-197 de GPX4 (NP_002076.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36969
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace