


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpa2B1 Validé Par Kd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

Numéro d'article: CM0026205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD contre l'HNRNPA2B1 humain. Adapté pour le WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur le traitement et le transport de l'ARN, ainsi que sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] Anticorps polyclonal de lapin anti-HNRNPA2B1
Remarques/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3181
Identifiant du gène	3181
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 150-250 de l'HNRNPA2B1 humain (NP_112533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22626
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace