


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsp90B1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Numéro d'article: CM0008758



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD contre HSP90B1 (GRP94), pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction des chaperonnes du RE et des voies de signalisation Wnt/TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] HSP90B1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7184
GeneID	7184
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 616-715 de l'HSP90B1 humain (NP_003290.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14625
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace