

Anticorps Monoclonal Anti-IL13 Validé Kd Pour Wb Et Elisa - P35225

Numéro d'article: CM0006451



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD dirigé contre l'IL13 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène recombinant (aa 25-146). Reconnaît l'IL13 humain. Pour les études sur l'inflammation allergique et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] IL13 Rabbit mAb
Remarques/Alias	P600; IL-13; [KD Validated] IL13
Espèce	Humain
ID de Gène	3596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-146 de l'IL13 humaine. (NP_002179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P35225
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace