

[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08648

Numéro d'article: CM0007158



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant l'intégrine alpha-5 humaine (ITGA5/CD49e). Confirmé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur le récepteur de la fibronectine et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e) [Validé par KD]
Remarques/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e) [Validé par KD]
Espèce	Humaine
ID du gène	3678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42 à 995 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08648
Poids moléculaire	115 kDa
Expédition	Poche de glace