


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Isg15 Pour Wb, Elisa - P05161

Numéro d'article: CM0019410



Introduction

[Validé KD] Anticorps polyclonal de lapin contre l'ISG15 humain (G1P2, UCRP), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunité innée, la défense antivirale et l'ISGylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] ISG15 Lapin pAb
Remarques/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [Validé KD] ISG15
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9636
ID de gène	9636
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de l'ISG15 humaine (NP_005092.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05161
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace