


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Isg15 Pour Wb, Elisa - P05161

Numéro d'article: CM0006322



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé par KD ciblant l'ISG15 humain, une protéine de type ubiquitine impliquée dans l'immunité antivirale innée. Validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies infectieuses et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] ISG15 Rabbit mAb
Remarques / Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Validé] ISG15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9636
GeneID	9636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de l'ISG15 humain (NP_005092.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05161
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace