


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lc3B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Gzq8

Numéro d'article: CM0026319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LC3B validé KD de CamelBio. Conçu pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec LC3B humain, souris et rat. Un outil essentiel pour l'étude des voies de l'autophagie et de la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] LC3B Lapin pAb
Remarques/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81631
GeneID	81631
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de LC3B humaine (NP_073729.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ8
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace