

[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lypla1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Numéro d'article: CM0010553



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la LYPLA1 humaine (APT1/LPL1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'acylprotéine thioestérase 1 impliquée dans la dépalmitoylation des protéines et le métabolisme des lysophospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-LYPLA1
Remarques/Alias	APT1 ; LPL1 ; APT-1 ; LPL-I ; hAPT1
Espèce	Humain
ID de gène	10434
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la LYPLA1 humaine (NP_006321.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75608
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace