


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Mad1/Mad1L1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numéro d'article: CM0023179



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MAD1/MAD1L1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour les études sur le point de contrôle de l'assemblage du fuseau et la mitose, avec réactivité croisée pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MAD1/MAD1L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [Validé KD] MAD1/MAD1L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8379
GeneID	8379
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-718 du MAD1/MAD1L1 humain (NP_003541.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6D9
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace