


Anticorps Monoclonal De Lapin Kd Validé Anti-Mccc1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Numéro d'article: CM0004749



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD dirigé contre MCCC1, reconnaissant les espèces humaine, souris et rat. Convient pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour la recherche sur le catabolisme de la leucine et la 3-méthylcrotonylglycinurie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MCCC1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MCCA ; MCC-B ; MCCCalpha ; [Validé KD] MCCC1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	56922
GenelD	56922
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RQ3
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sachet de glace