


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Me1 Validé Kd Pour Wb Et Elisa - P48163

Numéro d'article: CM0023243



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD ciblant la protéine humaine ME1 (enzyme malique dépendante du NADP) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme et le cancer. SWISS : P48163.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] ME1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MES; HUMNDME; [Validé KD] ME1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4199
Identifiant du gène	4199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 472-572 de la ME1 humaine (NP_002386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48163
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac isotherme