

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal Anti-Mettl3 De Lapin Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86U44

Numéro d'article: CM0002609



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine METTL3 (sous-unité catalytique de la N6-adenosine-méthyltransférase), validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique impliquant la modification de l'ARN m6A et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] METTL3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56339
Identifiant du gène	56339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 250 de la METTL3 humaine (Q86U44).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U44
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace