


[Kd Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mif Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Numéro d'article: CM0022834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MIF humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le facteur inhibiteur de la migration des macrophages dans l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] MIF Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIF ; GLIF ; MMIF ; IF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4282
GeneID	4282
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-115 du MIF humain (NP_002406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14174
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace