

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrp4/Abcc4 Pour Wb, Elisa - O15439

Numéro d'article: CM0006994



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre le MRP4/ABCC4 humain, validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la multirésistance aux médicaments, le transport et la recherche sur la signalisation par les nucléotides cycliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] MRP4/ABCC4 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	MRP4 ; MOATB ; MOAT-B ; C4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10257
ID du gène	10257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1067-1325 du MRP4/ABCC4 humain (NP_005836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15439
Poids moléculaire protéique	150 kDa
Expédition	Sac de glace