

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mrpl13 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

Numéro d'article: CM0005285



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MRPL13 validé KD reconnaissant la protéine MRPL13 humaine, souris et rat. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la protéine ribosomique mitochondriale uL13m (Q9BYD1). Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] mAb Lapin MRPL13
Remarques/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28998
GeneID	28998
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-178 de MRPL13 humain (NP_054797.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYD1
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace