


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl53 Validé Kd Pour Wb, Elisa - Q96EI3

Numéro d'article: CM0018965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD ciblant la protéine MRPL53 humaine (sous-unité ribosomique mitochondriale grande protéine mL53). Convient pour le Western blot et l'ELISA, idéal pour les études de traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL53
Remarques/Alias	mL53; L53MT
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	116540
GenelD	116540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-112 de la protéine MRPL53 humaine (NP_444278.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96EL3
Poids moléculaire de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace