

[Kd Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps18C Pour Wb, Elisa - Q9Y3D5

Numéro d'article: CM0022561



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant la protéine humaine MRPS18C (protéine ribosomique mitochondriale bS18m). Adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Soutient les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validé] Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-MRPS18C
Remarques/Alias	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51023
GeneID	51023
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine MRPS18C (NP_057151.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y3D5
Poids Moléculaire de la Protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace