

Anticorps Polyclonal Anti-Mtmr3 Validé Par Kd Pour Wb Et Elisa - Q13615

Numéro d'article: CM0015989

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD dirigé contre la MTMR3 humaine (ZFYVE10, FYVE-DSP1). Adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Cible une phosphatase lipidique essentielle au métabolisme du PI3P et à la cytodierèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	[Validé KD] MTMR3 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZFYVE10 ; FYVE-DSP1 ; [Validé KD] MTMR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8897
GeneID	8897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-810 de la MTMR3 humaine (NP_066576.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q13615
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace