

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mtor Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0006469



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-mTOR validé KD pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le mTOR humain, souris, rat ; cible le métabolisme central et le régulateur de croissance. Idéal pour la recherche et les applications de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] mTOR Lapin mAb
Remarques/Alias	FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2475
ID de gène	2475
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42345
Poids de la protéine	289 kDa
Expédition	Sac de glace