

Anticorps Polyclonal Validé Par Kd Contre Ndufa13/Grim19 Pour Wb, Elisa - Q9P0J0

Numéro d'article: CM0025457



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre NDUFA13/GRIM19, validé par KD pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] NDUFA13/GRIM19 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [Validé par KD] NDUFA13/GRIM19
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51079
GeneID	51079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 144 de NDUFA13/GRIM19 humain (NP_057049.5)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P0J0
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace