

Anticorps Polyclonal Anti-Nf2 Validé Kd Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35240

Numéro d'article: CM0014198



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NF2 (Merlin), un suppresseur de tumeur de la voie Hippo. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le cancer et la neurofibromatose de type 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] NF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACN ; SCH ; BANF ; merlin-1 ; F2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4771
GeneID	4771
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35240
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace