

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nf2/Merlin Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - P35240

Numéro d'article: CM0004018



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin validé KD contre le NF2/Merlin humain, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour les études sur les suppresseurs de tumeurs et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] AcM de lapin anti-NF2/Merlin
Remarques/Alias	ACN ; SCH ; BANF ; merlin-1 ; dans
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4771
GeneID	4771
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 347-595 du NF2/Merlin humain (NP_000259.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35240
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace