

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Anti-Pcsk9 (Proprotéine Convertase 9) Pour Wb, Elisa - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0003312



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre la PCSK9 humaine (Proprotéine convertase 9). Adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Pour la recherche sur l'homéostasie du cholestérol et la dégradation du récepteur LDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] Proprotéine convertase 9 (PCSK9) Rabbit mAb
Remarques/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; [KD Validated] Proprotéine convertase 9(PCSK9)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	255738
GeneID	255738
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 593-692 de la PCSK9 humaine (NP_777596.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NBP7
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace