

Anticorps Polyclonal Kd Validé Contre Pdxk Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Numéro d'article: CM0021645



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD contre la pyridoxal kinase humaine (PDXK), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la vitamine B6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé]PDXK Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8566
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 213 et 312 de la PDXK humaine (NP_003672.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00764
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace