

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phf11 Pour Wb, Elisa - Q9Uil8

Numéro d'article: CM0006400

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PHF11 (BCAP) validé par KD, adapté à la WB et à l'ELISA. Détecte PHF11 dans des échantillons humains, murins et de rat. Utile pour l'étude des réponses immunitaires de type Th1 et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD validé] Anticorps mAb de lapin anti-PHF11
Remarques/Alias	APY ; BCAP ; IGEL ; IGER ; IGHER ; NYREN34 ; NY-REN-34 ; [KD validé] PHF11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51131
GeneID	51131
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-321 de PHF11 humain NP_001035533.1
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UIL8
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace