

## Anticorps Monoclonal Lapin Kd Validé Anti-Polr2L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Numéro d'article: CM0004764

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant validé KD dirigé contre POLR2L (RPB10). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'ARN polymérase et les études de transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit               | [Validé KD] POLR2L mAb lapin                     |
| Remarques / Alias            | RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta |
| Espèce                       | Humaine                                          |
| Identifiant du gène (humain) | 5441                                             |
| Identifiant du gène          | 5441                                             |
| Immunogène                   | Peptide synthétique                              |
| Source                       | Lapin                                            |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                            |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| Réactivité croisée           | Homme, Souris, Rat                               |
| SWISS                        | P62875                                           |
| Poids de la protéine         | 8 kDa                                            |
| Expédition                   | Sac de glace                                     |