

[[Kd Validated] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ptbp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Numéro d'article: CM0007173



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PTBP1 validé KD pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte le PTBP1 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm et la régulation de l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] PTBP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Espèce	Humain
GeneID	5725
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PTBP1 humain (NP_114368.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26599
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace