

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab27A Validé Par Kd Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Numéro d'article: CM0006022



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RAB27A validé par KD pour Western blot (WB), immunofluorescence (IF), immunohistochimie (IHC) et ELISA. Reconnaît le RAB27A humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur le trafic membranaire et l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] RAB27A mAb de lapin
Remarques/Alias	GS2 ; RAM ; RAB27 ; HsT18676 ; RAB27A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5873
GeneID	5873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 221 du RAB27A humain (NP_004571.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P51159
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace