


[Validé Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Rarg Pour Wb Et Elisa - P13631

Numéro d'article: CM0021381



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD ciblant le récepteur gamma de l'acide rétinoïque humain (RARG). Convient pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une protéine d'environ 50 kDa impliquée dans la régulation des gènes, le développement et la croissance squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] RARG Lapin pAb
Remarques/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; [Validé KD] RARG
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	5916
ID de gène	5916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 du RARG humain (NP_000957.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13631
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace