


Anticorps Monoclonal De Lapin Kd Validé Anti-Rhot1/Miro1 Pour Wb Et Elisa - Q8Ixi2

Numéro d'article: CM0007289



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant RHOT1/MIRO1, une Rho GTPase mitochondriale impliquée dans le trafic et la fission mitochondriale. Convient pour le western blot et l'ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] RHOT1/MIRO1 mAb de lapin
Remarques / Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validé KO/KD] RHOT1/MIRO1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	55288
GenelD	55288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-590 de RHOT1/MIRO1 humain (NP_060777.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXI2
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace