


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhot1/Miro1 Validé Kd - Q8IXI2

Numéro d'article: CM0024180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD ciblant RHOT1/MIRO1 humain, une NTPase mitochondriale atypique. Applications : WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire : 71kDa. Utile pour les études sur le trafic mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] RHOT1/MIRO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validé KD] RHOT1/MIRO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55288
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-590 de RHOT1/MIRO1 humain. (NP_060777.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXI2
Poids de la Protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace