


## [Kd Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpina3 Pour Wb, Elisa - P01011

Numéro d'article: CM0028229



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SERPINA3 humaine (Alpha-1-antichymotrypsine), validé pour Western blot et ELISA. Convient à l'étude des réponses de phase aiguë et de l'inhibition des protéases.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [KD Validé] SERPINA3 Rabbit pAb                               |
| Remarques / Alias    | ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antichymotrypsine (SERPINA3) |
| Espèce               | Humaine                                                       |
| ID du gène (Humain)  | 12                                                            |
| ID du gène           | 12                                                            |
| Immunogène           | Protéine recombinante                                         |
| Origine              | Lapin                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                         |
| Applications         | WB, ELISA                                                     |
| Réactivité croisée   | Humaine                                                       |
| SWISS                | P01011                                                        |
| Poids de la protéine | 48 kDa                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                  |