

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sharpin Validé Kd Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0F6

Numéro d'article: CM0006685



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre le Sharpin humain (SIPL1). Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Utile pour étudier la signalisation NF-kB, l'inflammation et l'ubiquitination linéaire. SWISS : Q9H0F6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-Sharpin
Remarques/Alias	SIPL1 ; [Validé KD] Sharpin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81858
GeneID	81858
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-126 du SHARPIN humain (NP_112236.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H0F6
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace