


[Validé Kd] Polymab® De Lapin Anti-Sod1 Pour Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441

Numéro d'article: CM0006091



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la SOD1 humaine (Superoxyde dismutase [Cu-Zn]), validé KD. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les applications de Western blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA dans la recherche sur le stress oxydatif et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] PolymAb® de Lapin Anti-SOD1
Remarques/Alias	ALS ; SOD ; ALS1 ; IPOA ; STAHP ; hSod1 ; HEL-S-44 ; homodimère
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6647
GeneID	6647
Immunogène	Protéine recombinante de la SOD1 humaine ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-154 de la SOD1 humaine (NP_000445.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00441
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace