

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Srebf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtn3

Numéro d'article: CM0012129

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant SREBF1, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Il reconnaît SREBF1 humain et souris, un facteur de transcription clé régulant la biosynthèse du cholestérol et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] SREBF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	6720
ID du gène (Souris)	20787
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SREBP1 de souris (NP_035610.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9WTN3
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace