

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sult2B1 Validé Kd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00204

Numéro d'article: CM0006023



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre la sulfotransférase 2B1 humaine (SULT2B1). Convient pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. SULT2B1 est clé dans le métabolisme des stéroïdes et du cholestérol, avec des rôles dans la différenciation cutanée et les maladies. Idéal pour la recherche en métabolisme et en dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] mAb de lapin anti-SULT2B1
Remarques/Alias	HSST2 ; ARCI14
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6820
GenelD	6820
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-365 de SULT2B1 humaine (NP_814444.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00204
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace