


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tfeb Validé Par Kd Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Numéro d'article: CM0008749



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD dirigé contre le TFEB humain (facteur de transcription EB). Détecte les niveaux endogènes de TFEB. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux applications Western blot, IHC-P, ELISA et ChIP. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et les lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFEB Rabbit mAb [KD Validé]
Remarques / Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7942
ID du gène	7942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 173 du TFEB humain (NP_009093.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19484
Poids de la protéine	44kDa/53kDa
Expédition	Sachet de glace