


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfeb Validé Par Kd Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Numéro d'article: CM0025516



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TFEB humain, validé pour la spécificité après knockdown. Adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et la biogenèse lysosomiale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] TFEB Rabbit pAb
Remarques / Alias	TCFEB ; BHLHE35 ; ALPHATFEB ; TFEB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7942
GeneID	7942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-173 de TFEB humain (NP_009093.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19484
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sachet de glace