

## [Validé Kd] Anticorps Monoclonal Anti-Thymidylate Synthase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Numéro d'article: CM0006205



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin validé contre la thymidylate synthase (TYMS), une enzyme critique de la biosynthèse des nucléotides. Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité humaine. Pour la recherche sur le cancer et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KD] Thymidylate synthase mAb de lapin                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | TS ; TMS ; DKCD ; HST422                                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| ID de gène           | 7298                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de la thymidylate synthase humaine (NP_001062.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                        |
| SWISS                | P04818                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 36kDa                                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |