


[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Timm10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Numéro d'article: CM0005575



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TIMM10 (TIM10) humain, une chaperonne d'importation mitochondriale. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du translocase de la membrane interne mitochondriale et des voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] TIMM10 mAb de lapin
Remarques/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Validé KD] TIMM10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26519
GeneID	26519
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90aa du TIMM10 humain (NP_000204.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62072
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace