

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Anti-Tradd Pour Wb, Ip, Elisa - Q15628

Numéro d'article: CM0011574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre le TRADD humain (associé au domaine de mort du TNFRSF1A). Validé pour WB, IP, ELISA ; réactif avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation de l'apoptose et de NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-TRADD
Remarques/Alias	Hs.89862
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8717
GeneID	8717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-312 du TRADD humain (NP_003780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15628
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace