


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vimentine Validé Kd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0017571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD de haute qualité ciblant la Vimentine humaine (P08670). Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Vimentine pAc Lapin
Remarques/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentine; VIM; vimentine; in
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7431
ID de gène	7431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 de la Vimentine humaine (NP_003371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08670
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace