

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Xpnpep3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqh7

Numéro d'article: CM0011692



Introduction

[KD Validé] anticorps monoclonal de lapin dirigé contre XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1), réagit avec Homme, Souris, Rat. Convient pour western blot, IHC-Paraffine et ELISA. La cible est une aminopeptidase mitochondriale impliquée dans le traitement peptidique et la signalisation TNFRSF1B ; pertinente pour les études sur la néphronophtise.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] XPNPEP3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1
Espèce	Homme
GenelD (Homme)	63929
GenelD	63929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-230 de XPNPEP3 humaine (NP_071381.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9NQH7
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace