


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Anti-Ythdc1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Mu7

Numéro d'article: CM0006052



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre YTHDC1 humain (KD validé), adapté à la WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte YTHDC1 à environ 85 kDa, un lecteur clé de la m6A et un régulateur de l'épissage. Idéal pour la recherche sur les modifications de l'ARN et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD validé] YTHDC1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	YT521 ; YT521-B ; [KD validé] YTHDC1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	91746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 71 de YTHDC1 humain (NP_001026902.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96MU7
Poids de la protéine	85 kDa (observé)
Expédition	Sac réfrigérant