


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ythdc2 Validé Par Kd Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

Numéro d'article: CM0021397



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant YTHDC2 humain (hélicase d'ARN 3'-5') pour WB, IP, IF-P, ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte une bande d'environ 160 kDa ; idéal pour les recherches sur la méiose et la dégradation de l'ARN m6A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] YTHDC2 pAb de lapin
Remarques/Alias	CAHL ; hYTHDC2 ; YTHDC2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	64848
GeneID	64848
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1286 et 1430 de YTHDC2 humain (NP_073739.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H6S0
Poids moléculaire	160 kDa
Expédition	Sac réfrigérant