

[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Znf143 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc Et Elisa - P52747

Numéro d'article: CM0007651

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant le ZNF143 humain (SBF/STAF). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de régulation génique et de fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] ZNF143 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SBF ; STAF ; pHZ-1 ; [Validé par KD] ZNF143
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7702
Identifiant du gène	7702
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 592-638 du ZNF143 humain (NP_003433.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52747
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace