


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal Lapin Cdk2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0008540



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDK2 de haute qualité pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le cycle cellulaire, la réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] mAb lapin anti-CDK2
Remarques / Alias	CDKN2; p33(CDK2)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1017
GenelD	1017
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 298 de la protéine CDK2 humaine (NP_001789.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24941
Poids de la protéine	30 kDa / 34 kDa
Expédition	Sac de glace