

[Validé Kd] Cdx2 Lapin Pab - Q99626

Numéro d'article: CM0021891



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDX2 (Validé KD) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du facteur de transcription de l'épithélium intestinal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] CDX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/A5; CDX2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1045
ID de gène	1045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 14-165 de CDX2 humain (NP_001256.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99626
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace